


Wat betekenen alle gegevens op de verpakking?



Graag geven we uitleg over de betekenis van de verschillende codes en benamingen die je op onze verpakking aantreft.



Legenda

1. Naam van het hulpmiddel
2. Inhoud van de verpakking
3. Model naam
4. Referentie nummer
5. Lotnummer
6. Serienummer
7. Datum van fabricage
8. Uiterste datum voor veilig implanteren
9. Gegevens van de fabrikant
10. Gegevens van de gemachtigde van de fabrikant
11. UDI (Unique Device Identifier)
12. HRI (Human Readable Identifier)
(01): DI (GTIN) specifiek voor de producent en het hulpmiddel
(10): Batch nummer/Lotnummer
(11): Datum van fabricage
(17): Uiterste datum voor veilig implanteren
(21): Serienummer
(240): Chromsystems ordernummer
13. Temperatuur limiet
14. Waarschuwing (Nauwkeurige informatie in handleiding)
15. Bekijk handleiding voor gebruik
16. Hulpmiddel is bestemd voor eenmalig gebruik
17. Hulpmiddel niet hersteriliseren
18. Voorwaarde voor hantering van het hulpmiddel
19. De steriele toestand en de sterilisatiemethode
20. CE markering en no. van Notified Body
21. Rx Only (Worden alleen door of in opdracht van een tandarts verkocht volgens Amerikaanse wetgeving)